


BAUHAUS たよレールhigh

介護 保険 貸与

BZH-03-F (屋内用・省スペース型ショートタイプ) フローリング・クッションフロア用 **NEW**

- 天井高1,800~2,500mmまで対応
 - 横すりり高さは600・650・700mmの3段階調整
 - クッションフロア・フローリングに1種類のプレートで対応(BZH-03-Fのみ)
- 畳、Pタイル、室内タイルにもオプションで対応



- フローリング・クッションフロアに使用できます。
- 畳・Pタイルには別途シートBZHO-01(P.249)を組合わせてご使用ください。

マツ六
たよレール high
省スペースH型 (フローリング・クッションフロア用)
0403-8064 BZH-03-F
1台 **76,000円** (税抜き)
●材質: 手すり部/(被膜)半硬質樹脂(芯材)アルミパイプ、突っ張り支柱部/(上部)スチールパイプ・塗装(下部)ステンレスパイプ・木目転写、天井アーム/樹脂、ベースプレート/スチール樹脂被膜(裏面)吸着スポンジ・スポンジ、ベースプレート支柱部/ステンレス、セーフティゲイター付
●色: 手すり部/木目Mブラウン、突っ張り支柱部/(上部)キャメルイエロー(下部)木目Mブラウン、天井アーム/キャメル、ベースプレート/キャメルイエロー
●付属品: 六角穴付き止めねじ M6×4 4本、六角穴付き止めねじ M8×35 2本、六角棒スナ(呼び3) 1本、六角棒スナ(呼び4) 1本
●性能: 抗菌仕様(手すり部)※横すりりのみ
TAIS 01265-000088

BZH-03 (屋内用・省スペース型ショートタイプ) 基本ユニット

2梱包
重量: 約13.4kg

天井突っ張り力
約40kgf

※基本ユニットのみではご使用になれません。
※基本ユニットのTAISコードはありません。
※ベースにはベーススポンジのみセットされています。
用途に合わせて部品をご購入ください。

マツ六
たよレール high
省スペースH型(基本ユニット)
0403-8053 BZH-03
1台 **74,000円** (税抜き)
●材質: 手すり部/(被膜)半硬質樹脂(芯材)アルミパイプ、突っ張り支柱部/(上部)スチールパイプ・塗装(下部)ステンレスパイプ・木目転写、天井アーム/樹脂、ベースプレート/スチール樹脂被膜(裏面)スポンジ、ベースプレート支柱部/ステンレス、セーフティゲイター付
●色: 手すり部/木目Mブラウン、突っ張り支柱部/(上部)キャメルイエロー(下部)木目Mブラウン、天井アーム/キャメル、ベースプレート/キャメルイエロー
●付属品: 六角穴付き止めねじ M6×4 4本、六角穴付き止めねじ M8×35 2本、六角棒スナ(呼び3) 1本、六角棒スナ(呼び4) 1本
●性能: 抗菌仕様(手すり部)※横すりりのみ



カーペット用には! **NEW**

■カーペットで使用できます。

※固定されたカーペットに設置してください。
※毛足長さ3mmまでのカーペットに設置してください。
※ウールのカーペットには使用しないでください。
※BZH-03基本ユニット+カーペットセットBZH-HM3の組合せ品です。
(貼付けされておられません。)

マツ六
たよレール high 省スペースH型(カーペット用)
0403-8075 BZH-03-C
1台 **79,000円** (税抜き)
TAIS 01265-000088

屋内タイル用には! **NEW**

■屋内のタイル床で使用できます。

■1/100の水勾配まで対応します。
※BZH-03基本ユニット+屋内タイルセットBZH-HM4の組合せ品です。
(貼付けされておられません。)

マツ六
たよレール high 省スペースH型(屋内タイル用)
0403-8086 BZH-03-T
1台 **79,000円** (税抜き)
TAIS 01265-000088

**たよレール連結手すり「わたレール」
との併用で移動補助手すりとして
ご利用いただけます。**

■たよレール、たよレールhigh同士や
BAUHAUSの既設の手すり(φ35、φ34、φ32)をつなぐことができます。

▶ P.251をご覧ください



**たよレール関連商品は
P.244**

**たよレール用
メンテナンス部品は
P.256**

⚠ 使用上のご注意

- たよレールシリーズは他社製品と組合わせたり、連結したりしないでください。
- 定期点検(モニタリング時)を行い、ガタツキ、ねじの緩みや締め忘れ、破損、その他異常がないか確認してください。
- たよレールシリーズをご使用になる前に付属されている「取扱説明書」を必ずお読みになり、記載されている内容をお守りください。